

3. Test y resultados obtenidos

Sprint (tipo user)	Acción	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Usuario	Loguear	Intentamos acceder al programa con un usuario no registrado	Mensaje de error identificación no válida	Visualizamos una ventana interna con el mensaje de error contraseña o usuario incorrecto
Médico	Loguear	Intentamos acceder al programa	Loguear el médico correctamente	Nos logueamos correctamente como un médico
Médico	Visualizar pacientes activos del médico	Visualizar en el panel los pacientes activos del médico	Visualizar en tabla pacientes activos de un médico concreto	Visualización correcta de los pacientes activos del medico
Médico	Visualizar pacientes inactivos	Visualizar en el panel los pacientes inactivos	Visualizar en tabla todos los pacientes inactivos	Visualización correcta de los pacientes inactivos de la aplicación
Médico	Visualizar pacientes inactivos del médico	Visualizar los pacientes inactivos del médico	Visualizar en tabla todos los pacientes inactivos de un médico concreto	Visualización correcta de los pacientes inactivos de dicho medico (los que no tienen tratamiento con dicho medico)
Médico	Visualizar pacientes activos	Visualizar los pacientes activos	Visualizar en tabla todos los pacientes activos	Visualización correcta de todos los pacientes que reciben al menos un tratamiento
Médico	Visualizar todos los pacientes	Visualizar todos los pacientes	Visualizar en tabla todos los pacientes	Visualización de todos los pacientes de la aplicación
Médico	Búsqueda paciente activos del médico	Búsqueda paciente activos del médico	Busca en el BD los pacientes activos de un médico concreto	Búsqueda correcta de los pacientes del médico seleccionado
Médico	Búsqueda paciente inactivos	Búsqueda paciente inactivos	Busca en el BD los pacientes inactivos	Busca en la base de datos los pacientes activos de un medico
Médico	Búsqueda paciente inactivo del médico	Búsqueda paciente inactivo del médico	Busca en el BD los pacientes inactivos de un médico concreto	Busca en la base de datos los pacientes inactivos de un medico
Médico	Búsqueda paciente activos	Búsqueda paciente activos	Busca en el BD los pacientes activos	Busca en la base de datos los pacientes activos
Médico	Búsqueda todos los pacientes	Búsqueda todos pacientes	Busca en el BD todos los pacientes	Busca en la base de datos los pacientes inactivos
Médico	Añadir paciente	Añadimos un paciente	Guardar el nuevo paciente en el BD online	Guarda correctamente el nuevo paciente en la base de datos

Médico	Cambiar contraseña del usuario	Cambiamos la contraseña del usuario seleccionado	Hacer un update de la contraseña en el BD	Realiza correctamente el update de la contraseña en la base de datos
Médico	Modificar datos del usuario	Modificar los datos del usuario en la base de datos	Hacer un update de los datos de un médico en el BD	Realiza correctamente el update de los datos del médico en la base de datos
Médico	Acceder a la información de un paciente	Abrir nueva ventana con la información del paciente	Muestra una ventana con la información relativa a este	Accedemos correctamente a la ventana con el paciente seleccionado cargado
Médico	Visualización correcta del paciente seleccionado	Visualizar correctamente el paciente seleccionado	Muestra correctamente los datos relacionados con el paciente que hemos seleccionado en la tabla	Visualizamos correctamente toda la información cargada del paciente en la ventana
Médico	Visualización de sesiones	Abrir nueva ventana con el calendario	Muestra un calendario señalando días con sesiones y el día de hoy	Visualizamos correctamente el calendario con las sesiones del paciente
Médico	Dar de alta	Dar de alta al paciente seleccionado	Hace un update de la actividad del paciente seleccionado y lo pone a 0	Da de alta correctamente al paciente seleccionado
Médico	Intentar visualizar el calendario de un paciente sin sesiones	Visualización de un mensaje de error al intentar visualizar las sesiones de un paciente cuando este no disponga de ellas	Muestra mensaje de error el paciente no tiene sesiones	Visualización correcta del mensaje de error dicho paciente no tiene sesiones guardadas
Médico	Visualización del calendario de las sesiones correctamente	Visualización de las sesiones del paciente en el calendario	Muestra un calendario señalando días con sesiones en color rojo	Visualizamos correctamente el calendario con los días que tengan sesión correctamente indicado
Médico	Acceso a un día en concreto del calendario	Abrir nueva ventana con las sesiones del día seleccionado	Mostrar la ventana de sesión con las sesiones del paciente	Accedemos correctamente al día seleccionado en el calendario
Médico	Acceso a todas las sesiones del paciente	Abrir nueva ventana con todas las sesiones del paciente	Muestra la ventana de sesión	Accedemos correctamente a todas las sesiones cargadas del paciente
Médico	Visualización de las sesiones de un día concreto	Visualizar las sesiones del paciente un día seleccionado	Visualizar una sesión con fecha de un paciente	Visualizamos correctamente las sesiones del día seleccionado en el calendario
Médico	Visualización de una sesión en concreto	Visualizar una sesión del paciente	Visualizar los datos de una sesión en concreto del paciente	Visualizamos la progress bar, gráficas y mapa de la sesión indicada

Médico	Visualización correcta de la sesión cargada	Visualizar todos los datos correctamente cargados de la sesión	Visualizar la duración, distancia, tag, animo, altitud media, velocidad media, frecuencia máxima, frecuencia mínima, peso, imc, comentario	Visualizamos la progress bar, gráficas y mapa correctos de la sesión indicada
Médico	Visualización de las gráficas de la sesión correctamente	Visualización de cada una de las gráficas de la tabla por separado o junto,	Visualizar cada grafica por separado, o las gráficas que desee, cada una de ellas con un color fijo	Visualizamos las gráficas correctas de la graficas de la sesión indicada
Médico	Visualización de los colores de la grafica	Visualizar cada elemento de la gráfica con un color estipulado	Visualizar la altitud, velocidad, pulsaciones y saturación	Visualizamos los colores de las gráficas con un color concreto siendo este el utilizado siempre en el programa
Médico	Visualización correcta de la progress bar (zonas frecuencia Cardiaca)	Cargado correcto de los datos de la progress bar	Visualización correcta de los de las zonas de frecuencia cardiaca	Visualizamos correctamente las zonas de frecuencia cardiaca en función de la sesión
Paciente	Cambiar contraseña del usuario	Cambiamos la contraseña del usuario seleccionado	Hacer un update de la contraseña en el BD	Cambio correcto de la contraseña de un paciente
Paciente	Modificar datos del usuario	Modificar los datos del usuario en la base de datos	Hacer un update de los datos de un médico en el BD	Modificación correcta de los datos del paciente
Paciente	Visualización del calendario de las sesiones correctamente	Visualización de las sesiones del paciente en el calendario	Mostrar la ventana de sesión con las sesiones del paciente	Visualizamos correctamente el calendario con los días que tengan sesión correctamente indicado
Paciente	Acceso a un día en concreto del calendario	Abrir nueva ventana con las sesiones del día seleccionado	Muestra la ventana de sesión	Accedemos correctamente al día seleccionado en el calendario
Paciente	Acceso a todas las sesiones del paciente	Abrir nueva ventana con todas las sesiones del paciente	Visualizar una sesión con fecha de un paciente	Accedemos correctamente a todas las sesiones cargadas del paciente
Paciente	Visualización de las sesiones de un día concreto	Visualizar las sesiones del paciente un día seleccionado	Visualizar los datos de una sesión en concreto del paciente	Visualizamos correctamente las sesiones del día seleccionado en el calendario
Paciente	Visualización de una sesión en concreto	Visualizar una sesión del paciente	Visualizar la duración, distancia, tag, animo, altitud media, velocidad media, frecuencia máxima, frecuencia mínima, peso, imc, comentario	Visualizamos la progress bar, gráficas y mapa de la sesión indicada

Paciente	Visualización correcta de la sesión cargada	Visualizar todos los datos correctamente cargados de la sesión	Visualizar cada grafica por separado, o las gráficas que desee, cada una de ellas con un color fijo	Visualizamos la progress bar, gráficas y mapa correctos de la sesión indicada
Paciente	Visualización de las gráficas de la sesión correctamente	Visualización de cada una de las gráficas de la tabla por separado o junto,	Visualizar la altitud, velocidad, pulsaciones y saturación	Visualizamos las gráficas correctas de la graficas de la sesión indicada
Paciente	Visualización de los colores de la grafica	Visualizar cada elemento de la gráfica con un color estipulado	Visualización correcta de los de las zonas de frecuencia cardiaca	Visualizamos los colores de las gráficas con un color concreto siendo este el utilizado siempre en el programa
Paciente	Visualización correcta de la progress bar (zonas frecuencia Cardiaca)	Cargado correcto de los datos de la progress bar	Visualización correcta de los de las zonas de frecuencia cardiaca	Visualizamos correctamente las zonas de frecuencia cardiaca en función de la sesión
Paciente	Subir sesión	El paciente subirá una sesión a partir de un documento csv con una fecha peso y estado	La sesión se subió correctamente y se lo ha notificado al paciente	Insertamos correctamente la sesión en los registros de la base de datos
Médico	Intentar visualizar el calendario de un paciente sin sesiones	Visualización de un mensaje de error al intentar visualizar las sesiones de un paciente cuando este no disponga de ellas	Muestra mensaje de error el paciente no tiene sesiones	Mensaje de error al intentar visualizar un paciente sin sesión
Paciente	Loguear	Intentamos acceder al programa	Loguear el paciente correctamente	Loguearnos como paciente correctamente
Administrador	Loguear	Intentamos acceder al programa	Loguear el administrador correctamente	Loguearnos como un administrador correctamente
Administrador	Visualizar medico activos	Visualizar en el panel los médicos activos	Visualizar en tabla médicos activos correctamente	Visualizamos los médicos activos de la aplicación
Administrador	Visualizar médicos inactivos	Visualizar en el panel los médicos inactivos	Visualizar en tabla todos los médicos inactivos	Visualizamos los médicos inactivos de la aplicación
Administrador	Visualizar todos los médicos	Visualizar todos los médicos	Visualizar en tabla todos los médicos inactivos	Visualizamos todos los médicos
Administrador	Búsqueda médicos activos	Búsqueda médicos activos	Busca en el BD los médicos activos	Búsqueda correcta de los médicos activos

Administrador	Búsqueda médicos inactivos	Búsqueda paciente inactivos	Busca en el BD los pacientes inactivos	Búsqueda correcta de los médicos inactivos
Administrador	Búsqueda todos los médicos	Búsqueda todos médicos	Busca en el BD todos los médicos	Búsqueda correcta de todos los médicos
Administrador	Añadir medico	Añadimos un medico	Guardar el nuevo médico en el BD online	Añade correctamente un médico a la aplicación
Administrador	Dar actividad al medico	Dar de alta al médico seleccionado	Hace un update de la actividad del médico seleccionado y lo pone a 0	Activa correctamente los médicos en la aplicación
Secretaría	Visualizar los médicos activos de la aplicación	Visualizar los médicos activos de la aplicación	Visualizar los médicos de la aplicación	Visualiza los médicos activos de la aplicación
Secretaría	Loguear	Intentamos acceder al programa	Loguear el secretario correctamente	Nos logueamos correctamente como secretaria
Secretaría	Seleccionar un médico de la tabla	Seleccionamos un médico de la tabla de médicos activos	Seleccionamos correctamente el medico seleccionado	Selecciona correctamente un médico de la tabla
Secretaría	Visualización correcta de las citas del médico seleccionado	Visualización correcta del calendario de sesiones del medico	Visualizas correctamente las futuras citas del medico	Visualiza correctamente las citas del medico
Secretaría	Seleccionar correctamente un día	Seleccionamos correctamente el día deseado	Seleccionamos correctamente el día del calendario	Selecciona correctamente un día en concreto
Secretaría	Visualización correcta de las horas que dispone el médico y las citas del día seleccionado	Visualización correcta de las citas del médico por día y hora	Visualizamos correctamente las citas del médico por hora y día	Visualización correcta de las citas del médico y las horas disponibles